



Das Hazemeter VOS 4000 hat einen Nachfolger!  
The VOS 4000's successor is out now: VOS 4010  
**Das VOS 4010**



**Vorteile:**

- Einfache 4-Punktkalibrierung
- Großes und einfach abzulesendes Display
- Einfache Änderung der Anzeige zwischen EBC, ASBC und Helm Maßeinheiten
- Robustes, wasserdichtes Gehäuse
- Hohe Kappe, die das Messen direkt in Flaschen ermöglicht
- Drucker und RS232 Interface
- Einfach umschaltbar zwischen 115/230 Volt
- Möglichkeit der Verwendung von Filtern

**Advantages:**

- Easy 4-point calibration
- Big, well-readable display
- Displays readings in EBC, ASBC or Helm units
- Rugged, waterproof housing
- Tall hood for measurement of bottled beverages
- RS 232 and printer interface
- Adaptable to supply voltages 115 or 230 V AC
- Use of optical filters possible

---

Steinfurth Mess-Systeme GmbH

Bonifaciusring 15 · D-45309 Essen

Phone +49 (201) 855 17-0 · Fax +49 (201) 855 17-20

Internet: [www.steinfurth.de](http://www.steinfurth.de) · e-mail: [Steinfurth\\_gmbh@t-online.de](mailto:Steinfurth_gmbh@t-online.de)

## Technische Daten VOS 4010

Netzanschluss	115/230 Volt, 50/60 Hz, 30 VA
Sicherung	0,25/0,5 A
Ausgänge	RS232, 9 pins, Drucker 25 pins
Wasseranschluss	max. 4 bar
Gewicht	7,5 kg
Maße	50 x 29 x 30 cm (lxwxh)
Messbereich	00,00-99,99
EBC Funktionsprinzip	Streulicht-Verfahren 90°

## Technical data VOS 4010

Supply voltage	115/230 V AC, 50/60 Hz, 30 VA
Fuse	0.25/0.5 A
Serial interface	RS 232, 9 pin SUB-D
Printer interface	25 pin (parallel)
Water supply pressure	£ 4 bar (58 psi)
Mass	7.5 kg (16.5 lbs)
Dimensions	(lxwxh) 50cm x 29cm x 30cm (19.7 in x 11.4 in x 11.8 in)
Measuring range	0.00-99.99
EBC measurement principle	90° light scattering